



Para una persona común en un momento poco común

Desfibrilador HeartStart HS1 de Philips

Cuando se produce un paro cardíaco repentino cada segundo cuenta. Gracias al desfibrilador HeartStart HS1 de Philips estará siempre preparado para salvar vidas, ya que le guiará en cada paso del procedimiento de reanimación. Avalado por una amplia labor de investigación y por la experiencia de los usuarios, HS1 ha sido diseñado para facilitar su manejo incluso para un interviniente inexperto. Su diseño sencillo y las indicaciones de voz claras, que incluyen instrucciones de RCP, le ayudan a infundir la confianza necesaria para tratar a una víctima de paro cardíaco. Cuenta, además, con nuestra innovadora tecnología para la evaluación del ritmo cardíaco (análisis SMART) y el suministro de energía de desfibrilación (bifásica SMART). Cuando llegue el momento de salvar la vida de un compañero de trabajo o un amigo, estará preparado gracias a HeartStart HS1 de Philips.

Ventajas principales

- El primer y único desfibrilador disponible sin prescripción médica.
- Incluso un interviniente inexperto y estresado podrá seguir los pasos necesarios correctamente.¹
- La función Quick Shock administra el tratamiento solo 8 segundos después de las compresiones torácicas. Otros dispositivos pueden tardar hasta dos y tres veces más.²

PHILIPS
sense and simplicity


Listo para usar

Fácil de usar

Solo tiene que tirar del asa verde para encender el desfibrilador y activar las instrucciones de voz. HS1 le guía a través del proceso, desde la colocación de los electrodos SMART en el paciente, hasta la administración de una descarga.

Ligero

HS1 solo pesa 1,5 kg (3,3 lb).



Instrucciones de voz a demanda

Las instrucciones de voz, claras y en español, se adaptan a las acciones del interviniente.

Tratamiento Quick Shock

El tratamiento bifásico SMART reduce el intervalo desde las compresiones hasta la administración de la descarga.



Cartucho para electrodos de desfibrilación SMART lactante/niño

HS1 puede ser utilizado en pacientes de cualquier edad, incluidos lactantes y niños, ya que detecta cuándo se instala el cartucho de electrodos de desfibrilación SMART especiales para lactantes/niños. Se ajusta automáticamente para utilizar un nivel de energía inferior, más adecuado para los lactantes, y también proporciona instrucciones para realizar la RCP en lactantes/niños.

Visite www.philips.com/onsite para consultar todas las especificaciones del producto.



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

¹Andre, et al. Automated External Defibrillator Use by Untrained Bystanders: Can the Public-use Model Work? *Prehospital Emergency Care*. 2004;8:284-291
²Survival data: Swine; 7 minutes of VF. Yu T, et al. *Circulation*. 2002; 106:368-372. 2 Datos de archivo con Philips Healthcare.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Impreso en los Países Bajos.
4522 962 89214 * NOV 2012