




FRED easy



El desfibrilador externo automático que
acompaña a los equipos de primeros
auxilios en sus misiones de salvamento



SCHILLER

The Art of Diagnostics

FRED easy

El desfibrilador externo automático FRED easy es la herramienta de salvamento por excelencia de todos los servicios de emergencias: personal sanitario, ambulancias, bomberos, etc.

Es ligero, resistente y fácil de usar, por lo que se adapta a cualquier situación.

FRED easy cuenta con la exclusiva tecnología de forma de onda con impulsos bifásicos MULTIPULSE BIOWAVE, que incorpora además compensación de la impedancia del paciente. Esta forma de onda es eficaz en adultos y niños gracias al reconocimiento automático de los electrodos pediátricos y la adaptación de energía.

Cuenta con mensajes acústicos e instrucciones en pantalla para los equipos de rescate de primeros auxilios, con un rápido análisis de ritmo y administración de descargas que guían al personal de primeros auxilios durante el proceso de reanimación y minimizan el tiempo de no intervención.

Con el fin de llevar a cabo un seguimiento del paciente durante el proceso de reanimación, los datos de la intervención se registran en un ordenador que permite analizarlos y generar un informe.

FRED easy está disponible en una amplia gama de versiones y opciones que se ajustan a las necesidades de cada equipo de rescate:

- Semiautomático o completamente automático
- Metrónomo: proporciona el ritmo correcto para realizar compresiones torácicas
- Pantalla ECG
- Uso manual: los médicos pueden deshabilitar el modo AED y decidir si practicar la desfibrilación o no




FRED easy con uso manual



FRED easy completamente automático



Pantalla ECG



FRED easy Online

El primer desfibrilador que dispone de transmisión de datos automática.

Los datos de la intervención y la configuración del equipo pueden enviarse a un servidor por medio de una red Ethernet.

Ventajas para todos:

La transmisión es fácil, rápida y segura. Los datos se almacenan de forma centralizada, lo que permite a las personas autorizadas acceder directa e inmediatamente a los mismos desde cualquier ordenador conectado a la red. El acceso multiusuario permite acceder a los datos desde cualquier ordenador conectado a la red (hospital, médico de cabecera, cardiólogo, servicios de rescate, administración, etc.). Este sistema simplifica notablemente la gestión de los datos médicos y administrativos de los pacientes (sin necesidad de documentos de papel o tarjetas de memoria).

LifeDataNet:

La información transmitida queda almacenada en un servidor central (LifeDataBox) con la aplicación LifeDataNet.

Se pueden transmitir dos tipos de datos:

- Información de los pacientes (incidencias, curva ECG, impedancia del paciente)
- Información de la configuración y del mantenimiento

La aplicación LifeDataNet es una interfaz sencilla y fácil de usar que permite:

- averiguar qué dispositivo ha transmitido la información (número de serie, identificación y fecha y hora de la transmisión)
- descargar y analizar los datos de los pacientes
- visualizar los parámetros de los equipos (modo, ajustes de energía, opciones)
- visualizar el estado de mantenimiento (resultado del auto-test, estado de la batería, versión del software).

Cuando un vehículo de primeros auxilios regrese a su centro, con simplemente conectar el equipo FRED easy a la red la información se descargará automáticamente, quedando el equipo listo para una nueva intervención.

Schiller también cuenta con los equipos ARGUS PRO LifeCare 2 y DG4000 para realizar una monitorización y reanimación de pacientes avanzada.



ARGUS PRO LifeCare 2



DEFIGARD 4000



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
SCHILLER Int'l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Diefikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com




USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

11/11



Part no.: 2.500380



SCHILLER

The Art of Diagnostics