



## Instrucciones para la guía de tallas:

1. Imprima esta guía de tallas a escala en papel tamaño Carta o A4. Asegúrese de seleccionar "Tamaño real" y no "Ajustar" en la configuración de la impresora.
2. Coloque su regla al lado de una de las reglas impresas a continuación para asegurarse de que midan lo mismo. Si no es así, comuníquese con su proveedor de atención médica.
3. Con una tijeras, corte cuidadosamente a lo largo de las líneas punteadas sobre la guía de tallas.
4. Siga las indicaciones en la guía de tallas para determinar el tamaño del sello recomendado.

### Consejo para la medición

Use un espejo o que alguien en casa le ayude con la talla.



Es posible que este producto no sea adecuado para usted. Lea las advertencias e instrucciones de uso antes de realizar la compra. Es posible que Evora Nasal no esté disponible en todos los mercados.