



CA-mi

Italian Medical Touch



UNIDADES QUIRÚRGICAS DE ASPIRACIÓN

CATÁLOGO 2014



APLICACIONES

Cirugía General

Endoscopia

Gastroenterología

Obstetricia

Pabellón quirúrgico
Sala operaciones

Atención Domiciliaria

Veterinaria

CE 0123

NEW ASKIR 30 es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños. Adecuada para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapia post-operatoria. El equipo dispone también vacuómetro (medido en bar y kPa) y regulador de vacío. Incluye nivel de protección IP21 y está configurado según norma EN 60601-1-1-11 "para uso en Atención Domiciliaria".

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco de recolección con sistema de Válvula de desagüe (diferentes opciones)
- Tubos de Silicona autoclavable 6x10 + Conector Cónico ø 8-9-10 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso único por paciente)
- Sonda de aspiración CH20
- Cable de Conexión con Enchufe tipo "Shuko"

OPTIONAL

- Carrito de transporte REF. 27731

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de alimentación	230V-50Hz - Otras configuraciones disponibles según se solicite
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO
Vacío máximo (ajustable)	-0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Flujo de Aire Libre	40 l/min
Nivel de Ruido	60,5 dB
Ciclo de Trabajo	Servicio permanente
Peso	3.60 Kg
Dimensiones	cm 35 x 21 x 18
Años de Garantía	2
Configuración de embalaje	4 Udds./Caja
Lugar de Fabricación	Italia

Italian
Medical
Touch
MADE IN ITALY

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

RE 310100/02	NEW ASKIR 30 con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
RE 310100/03	NEW ASKIR 30 con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
RE 310101/02	NEW ASKIR 30 con Bolsa desechable Flovac® de 1000ml y Contenedor reutilizable
RE 310100/53	NEW ASKIR 30 con Bolsa desechable Flovac® de 2000ml y Contenedor reutilizable
	— Frasco APEC® autoclavable hasta 143° Cent. disponible bajo pedido