

CareSens® **N** Voice

Sistema de monitoreo de glucosa en sangre



* Tamaño Real

Guía de voz

- Función de habla bilingüe (Español e Inglés)
- Análisis preciso



Especificaciones

- 0.5 µl / 5 segundos
- 20-600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L)
- Hematocrito: 15-65%
- 500 resultados de análisis
- 5-50°C (41-122°F)

Características

- No requiere codificación
- Guía de voz
- Indicador de hipoglicemia
- Botón eyector de la tira
- Promedio de análisis de 1, 7, 14, 30, 90 días (total, preprandial, postprandial y de ayuno)
- Marcador de la prueba postprandial
- 4 alarmas (PP2* y 3 alarmas programables)
*2 horas después de comer
- Puerto de datos para software SmartLog

Cuidado Fácil de la Diabetes: Menos trabajo y menos preocupación con CareSens[®] N Voice

Operación de Un Solo Paso


- Sin Codificación: Solo inserte la tira reactiva y estará listo para analizar en un solo paso.



1 Introducir tira reactiva



2 Aplicar muestra de sangre



3 Resultado en 5 segundos


Desempeño de Medición Mejorado

Exactitud Avanzada

- El 99.8% de los resultados dentro de ± 15 mg/dL (0.83 mmol/L) o 15% de los resultados de referencia, cumplen los criterios de exactitud ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015)

Rango de Hematocrito Amplio

- 15-65%



Diseño Práctico

